



## Neisseria gonorrhoeae: procedure voor staalname

### 1. Kweek

### 2. PCR-test

**Vrouw: Cervicale wisser (e-Swab)    Man: Urethrale wisser (e-Swab)**

**Stap 1:** Verwijder de overtollige mucus

**Stap 2:** Breng de wisser in het endocervicaal kanaal en roteer enkele malen

Afname urethraal exsudaat of breng na reinigen (en minstens 1 uur niet urineren) de wisser 2-4 cm in de urethra en roteer enkele malen.

**Vrouw: Cervicale wisser (e-Swab)**  
**OPGELET: urine is tot 10% minder gevoelig voor gonokokken-diagnostiek bij vrouwen**

**Stap 1:** Verwijder de overtollige mucus

**Stap 2:** Breng de wisser in het endocervicaal kanaal en roteer enkele malen

**Man: First-voided urinestaal**

Patiënt mag 2 uur voor de afname niet geürineerd hebben. Verzamel 20 tot 30 mL FIRST-VOIDED urine (= eerste deel van de urine) in een steriel potje



Wisser dient **binnen de 24 uur** in het labo toe te komen (beperkte overlevingsduur gonokokken)



Wisser dient **binnen de 24 uur** in het labo toe te komen (beperkte overlevingsduur gonokokken)



Bewaar koel tot transport naar het labo

**Identificeer éénduidig met de naam van de patiënt of kleef een labosticker en schrijf de aard van het staal op het recipiënt**